


リショーンPlus アンケート結果まとめ


作成日：2020年4月

■ 基本情報

1	実施施設	特別養護老人ホームA
2	実施機種	パナソニックエイジフリー株式会社 離床アシストロボット「リショーンPlus」
3	実施期間	2019年11月～2020年3月
4	使用スタッフ人数	計 39名



(1) 操作性




**97%が操作しやすいと回答。
操作性は問題なく使用できた。**

«コメント»

- ・ 操作が簡単で分かりやすい。
- ・ リモコン操作 1 つで、簡単に移乗できるので便利であった。
- ・ 操作も難しくなく、他の職員も操作しやすいと意見があった。

(アンケート記述欄より抜粋)

(2) 介護負担軽減



介護負担の軽減を84%が実感。

抱上げることなく1人で移乗介助ができることで負担軽減に効果があった。また、職員だけでなくご利用者の負担軽減に繋がったという声も目立った。


《コメント》

・2名介助だったが、リショーン使用時は1人でも移乗ができるのでとても負担が軽減した。

・移乗するのに負担が大きかったが、リショーンはベッドが車いすになり、少しだけ移乗し操作するだけなので、介護者や利用者の負担や不安も違うと感じた。

(アンケート記述欄より抜粋)

(3) 事故防止効果



事故防止に一定の効果があった。(88%)

離床が難しかったご利用者のスムーズな離床に繋がった。ベッドは低床ではないため工夫は必要になる。

《コメント》


・バスタオル移乗が大変、なかなか離床できない方だったが、毎日離床がスムーズにできた。

・分離時にリクライニングチェアとしての柵が完全に上がりきらない限り、完全にベッドから分離できない構造になっていて、安全面でも配慮がされてあると感じた。

・ベッドが高く滑落の可能性があるので、クッションや体交まくら等を使用し滑落防止をつとめた。

(アンケート記述欄より抜粋)

(4) 期待度



現場職員の期待度は非常に高い。
85%が今後も使用したいと回答している。

「コメント」

- ・リクライニング車いすより、上げ下げも調整しやすく何よりフロアで食事も食べており、利用者のためにも良いと感じた。
- ・利用者様、家族も喜んでくれており、ぜひ購入してほしいと言われる。
- ・車いすに移乗する負担が軽減されましたが、それに依存せず、体の挟み込みに気をつける等、利用者の状態を見つつ使用していきたいです。
- ・購入出来たらぜひ使っていきたい。

(アンケート記述欄より抜粋)

(5) 期待される改善点

車いすとして使用する際にきちんと分離できる状態か確認音等が欲しい。	ベッドブレーキが4箇所バラバラなので、1つで止まるようにしてほしい。
リクライニングで外にも行けるようになれば良いと思う。	リクライニングに分離した際、サイドの柵幅がせまい。
排泄介助時、リクライニングチェアのアームレストが少し邪魔だった。(足元)	シーツがつるつるなので、利用者が横にずれる。
枕の位置の調整ができない。 (身長に対して置き場所を変更したい。)	(アンケート記述欄より抜粋)

